




Bettkantensensor PROVINOXX AAL Easy*

Darstellung:



Funktionsbeschreibung:

Der **PROVINOXX** Bettkantensensor wird so an die Bettkante unter die Matratze geschoben, dass der Patient bei seinem Bettausstieg das Druckelement auslöst. So erfolgt eine Alarmierung per Funk bereits, bevor der Patient das Bett überhaupt verläßt. Mit dem Inkontinenzschutz vor Nässe geschützt, verschwindet der **PROVINOXX** Bettkantensensor unsichtbar unter dem Spannleintuch.

Einsatzgebiet:

- Seniorenheime und Pflegeeinrichtungen
- Demenzabteilungen, Kurzzeitpflege, Übergangs- und Langzeitpflege
- Krankenhäuser und Kliniken
- Psychiatrische Einrichtungen
- Betreute Wohneinrichtungen für Senioren
- Häusliche Pflege(AAL)
- Hotels und Reiseveranstalter
Praxen und Physiotherapieeinrichtungen

Kundennutzen:

- **Erhöhte Sicherheit**
Verbesserung der Kunden-/ Patientensituation durch frühzeitige Hilfestellung
- **Freiräume erhalten/schaffen**
Sicherheit und Komfortgewinn für Patienten/ Bewohner bei uneingeschränkter Bewegungsfreiheit dank Funktechnik
- **Praxispersonal entlasten**
Minimierung der Kontroll- und Beaufsichtigungsgänge
- **Wirtschaftlichkeit steigern durch hochwertiges Produkt**
Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Qualität
- **Kosten vermindern**
keine baulichen Maßnahmen erforderlich

Hauptmerkmale:

- Frühzeitige Meldung an das Pflegepersonal bevor der Bewohner / Patient die Füße auf dem Boden hat
- Kein unbeabsichtigtes Rufauslösen durch Besucher, Reinigungs- oder Pflegepersonal
- Unsichtbar
- Einfachste Installation

Installation & Service:

- Der PROVINOXX Bettkantensensor wird einsatzbereit mit integrierter Batterie geliefert. Es muß vorort nur noch in den entsprechenden Empfänger eingelernt werden.

Produktvarianten:

30120: PROVINOXX Bettkantensensor

Fragen von Kunden:

Ist der PROVINOXX Bettkantensensor ein Medizinprodukt?

Nein. Beim PROVINOXX Bettkantensensor handelt es sich um ein Peripherieprodukt, welches keinen direkten Personenkontakt hat.

Kann der PROVINOXX Bettkantensensor auch an Rufanlagen angeschlossen werden?

Ja, mit einem an ihre Rufanlage angepaßten Funkempfänger oder direkt in alle Explorer Rufzentralen RZ02/03 und Funkempfänger.

Verkaufsargumente:

- einfache und flexible Montage (Plug and Play)
- keine Planung und bauliche Maßnahmen erforderlich, sofort einsetzbar
- einfach und intuitiv bedienbar
- flexibel in seiner Funktion durch Verwendung verschiedenster Arten von Funkempfängern(Rufanlagenadapter, Steckdosenempfänger, Rufzentralen,...)

Explorer GmbH:

Die Explorer GmbH hat sich in wenigen Jahren zu einem führenden Großhandelspartner und Systemanbieter für Funkprodukte im Pflegebereich entwickelt. Sie vertreibt europaweit eigene sowie auch ausgewählte Produkte namhafter Hersteller, die den Anspruch einer einfachen Bedienung und einer hohen Alltagstauglichkeit erfüllen.